


# 唾液中へのアミラーゼ分泌機序

## ストレスと唾液アミラーゼの関連性 (山口昌樹, 2007)



ストレスによる唾液アミラーゼ分泌の機序 (山口昌樹, 2007改変)



# 唾液アミラーゼストレス検査



1 シートの先端を舌下部に入れ、唾液を採取します。(約30秒)



2 採取したシートの後部を1段階引っぱり、シート先端部分をホルダー内に収めます。カチッといったら完了です。



3 チップをセットすると電源が入ります。



4 セットしたら表示に従いレバーを操作してください。警告音が鳴ってから装置の外に出ているシートを2段階目まで引っ張ります。その後、計測が開始されます。



# 唾液アミラーゼストレス検査




図6. 唾液アミラーゼモニターと基準値

**費用（自由診療）：医師の説明付き**

**1200円**

